

## CD-R メディアのご利用方法

### <画像ビューアのご利用方法>

①本メディアを CD-ROM ドライブに挿入すると、検査リストが自動表示されます。

※自動表示されない場合は、お使いの PC の CD 自動再生機能がオフになっている可能性があります。その場合は PC 上ブラウザにて CD-ROM を直接開き、「INDEX.HTM」ファイルを起動してください。

②検査リストから画像またはレポートを選択表示します。

・ Web ブラウザ上で画像を閲覧する場合には「画像表示(Web)」アイコン（虫眼鏡の形をしたアイコン）をクリックします。

※簡易表示となりますので、詳細観察には不向きです。(JPEG ファイル)

・ 専用ビューアで画像を閲覧する場合には「画像表示(ビューア)」アイコンをクリックします。

※WL/WW 調整、計測等も可能です。こちらでの閲覧を推奨致します。(DICOM ファイル)

・ 検査レポートを閲覧する場合には「レポート表示」アイコンをクリックします。

※読影をご依頼された場合のみアイコンが表示されます。

※レポートを印刷される場合には Internet Explorer 7 以降を推奨致します。

それ以前の OS では、キー画像が切れてしまう場合があります。

### <ビューアソフトウェアに関して>

使用方法詳細につきましては、メディアをエクスプローラーで開いていただき、

「VIEWER」フォルダ内にあるマニュアル“DrNetViewer 取扱説明書.pdf”をご覧ください。

※ 取扱説明書をご覧になるには、Adobe Reader が別途必要です。下記アドレスからダウンロード可能です。

<http://www.adobe.com/jp/products/reader/>

### <動作環境>

OS : Windows Vista・Windows XP SP2 以降・Windows 2000 SP3 以降

メモリ : 512MB 以上 (1GB 以上推奨)

ブラウザ : Internet Explorer 7 以降推奨

その他必要環境 : 以下のどちらかの条件が満たされていることが必要です。

「.NET Framework 2.0 SP1」以降がインストールされていること

「.NET Framework 2.0」 および 「Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージ」がインストールされていること

※.NET Framework 2.0 SP1、以下のサイトよりダウンロード可能です。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=79BC3B77-E02C-4AD3-AACF-A7633F706BA5&displaylang=ja>

※Microsoft Visual C++ 2005 再頒布可能パッケージは以下のサイトよりダウンロード可能です。

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=200B2FD9-AE1A-4A14-984D-389C36F85647&displaylang=ja>

※上記インストーラが起動しない場合には、「Windows Installer 3.1」をインストールする必要があります。

<http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=889482FC-5F56-4A38-B838-DE776FD4138C&displaylang=ja>

株式会社ドクターネット

栃木県宇都宮市屋板町 561-6

TEL : 028-657-8200 FAX : 028-657-8284

URL : <http://www.doctor-net.co.jp/>